

STERIDON



時短 × 快適
クリーンルーム用滅菌ディスプレイウェア
IF Steridon、新登場。
 環境に配慮した X 線照射滅菌



Features

- 時短着用可能なプルオーバー型ディスポウエア（股下ファスナー）
- あらゆるニーズに対応できるオープンフェイス/マスクー体型の2タイプ
- バリア性、快適性を両立した独自の3層構造生地
- 環境にやさしいX線照射滅菌

製品情報

GMPグレードA/B
ISOクラス5対応

デザイン特長

顔周り、手首、足首は伸縮性のある素材を採用
背中と肩周りが動かしやすいフィットデザイン
縫目のバインダー処理による発塵対策実施
固定紐によるフィット性の高い一体型フェイスマスク採用
(※マスクー体型タイプのみ)

滅菌

X線照射滅菌(バリデーション済み)
無菌保証水準(SAL)10⁻⁶

製品ラインナップ

IF Steridon(滅)
1着/袋(ダブルバッグ)×20着/ケース

31112-080	XXSサイズ
31112-081	XSサイズ
31112-082	Sサイズ
31112-083	Mサイズ
31112-084	Lサイズ
31112-085	XLサイズ

IF Steridon マスク付(滅)
1着/袋(ダブルバッグ)×20着/ケース

31112-090	XXSサイズ
31112-091	XSサイズ
31112-092	Sサイズ
31112-093	Mサイズ
31112-094	Lサイズ
31112-095	XLサイズ

材質

3層一体構造フィルム(52gsm)
優れた体液・ウイルス防御効果
柔らかく高い快適性

梱包/着用

無菌的に袋から取り出し・着用ができる特殊梱包
専用タグをつまみファスナーを締める構造で、
ウェア表面の接触を最小化
バランスを崩さず簡単に着用できるオリジナルデザイン

品質保証

ISO9001:2015品質マネジメントシステム認証取得済み工場
NEBB認証のISOクラス5クリーンルーム内で製造・加工

梱包形態

1枚/袋(ダブルバッグ)×20袋=20枚/カートン(XXS~XL)

保存期間

製造日から3年間

保管方法

直射日光を避け、涼しく乾燥した場所(<40℃)で
保管してください。
開封したカートンには、長時間の蛍光灯や直射日光に
当てないでください。

輸入販売元：



原田産業株式会社
ラボ・ファーマチーム

大阪
〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2

東京
〒100-7026 東京都千代田区丸の内 2-7-2
JPタワー26階

Tel : (06)-6244-0974 Fax : (06)-4704-9157 Tel : (03)-3213-8294 Fax : (03)-3213-8399



← 電子カタログは
こちら

メールでのお問い合わせ
pharm@haradacorp.co.jp