

クリーンルーム用滅菌バッグ

BIONPAK

cleanpeak® Easy-Tear

◇強度

タイベック®1073Bと高密度ポリエチレンフィルム(HDPE)での構成によりSUS管などの重量があるものや鋭利な対象物でも破れることなく使用可能

◇低発塵

ISOクラス5環境下のクリーンルームでの製造・パッキングにより、環境汚染リスクを低減
医療用滅菌バッグよりも極めて発塵が低く、対象物への汚染リスクも低減

◇Easy-Tear

スリットが付いているため発塵を抑えて開封が可能

◇豊富なサイズ展開

1000x1200mmまでのサイズ展開
パーツフィーダーなど大きな対象物にも対応可能



*実際の商品にはLot番号が印字されます

cleanpeak® Easy-Tear

商品コード	商品名	内寸	梱包形態
31101-200	cleanpeak Easy-Tear 200*350	179×309mm	100枚/ダブルバッグx5=500枚/ケース
31101-201	cleanpeak Easy-Tear 320*450	299×409mm	100枚/ダブルバッグx5=500枚/ケース
31101-202	cleanpeak Easy-Tear 400*550	379×509mm	100枚/ダブルバッグx5=500枚/ケース
31101-203	cleanpeak Easy-Tear 500*650	479×609mm	100枚/ダブルバッグx3=300枚/ケース
31101-204	cleanpeak Easy-Tear 1000*1200	979×1159mm	25枚/ダブルバッグx1=25枚/ケース

cleanpeak®は、BIONPAK Ltdの商標あるいは登録商標です。

Tyvek®は、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。

Tyvek®に関する技術資料は、旭・デュポン フラッシュスパンプロダクツ株式会社のホームページをご参照ください。URL <http://tyvek.co.jp/medical/info/>

総輸入販売元：



原田産業株式会社
ラボ・ファーマチーム

販売代理店

大阪別館
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-2
Tel: (06)6244-0794 Fax: (06)4704-9157
メールでのお問い合わせ: pharm@haradacorp.co.jp

東京支店
〒100-7026 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号
J Pタワー26階
Tel: (03)3231-8294 Fax: (03)3213-8399