

無菌操作区域での作業に！



Isofield CR 40cm 滅菌済グローブ



材質は2種類から選択可能




40cmのロングタイプで、
指先から肘の下までシームレスにカバー

手首の露出を抑制することで
クリティカルな作業時でのコンタミを防止します



一般的な30cmグローブ

・肘の曲げ伸ばし、手首の旋回動作で、手首の露出リスクが高まります。



Isofield CR 40cm 滅菌済グローブ

- ・従来品より10cm手首部分が長いため、手首の露出を防止し、袖口からのコンタミを防止します。
- ・無塵衣生地からの発塵も抑えます。
- ・消毒剤を吸収しないため、手首から肘まで満遍なくアルコール消毒できます。



ロングタイプのため
手首の露出リスクを
低減します



細胞培養操作、
RABSへの介入作業時、
etc...



こんなお悩みありませんか？

- 作業中の手首部分のずり落ちによって...
製品へのコンタミが心配 溶媒や薬効成分の皮膚への付着が気になる
- 手首から肘付近まで、なるべく広い範囲を消毒したい
- 一般的な30cmグローブ+アームカバーは装着が大変
コストがかかっている

無菌環境下での作業に特化した製品仕様

- ✓ 25kGyガンマ線滅菌済み (SAL10⁻⁶)
- ✓ 材質はニトリル/ラテックスの2種類から選択可能
- ✓ 超純水洗浄、ISO Class 4クリーンパック
- ✓ クリティカルなエリアへの持ち込みに適した3重包装
- ✓ ロットごとに証明書 (COA、COI) 提供可能

商品コード	商品名	サイズ	梱包形態
31112-002	Isofield CRラテックス滅菌40cm	S	1双/袋x20袋x10=200双/ケース
31112-003		M	
31112-004		L	
31112-005		XL	
31112-022	Isofield CRニトリル滅菌40cm	S	
31112-023		M	
31112-024		L	
31112-025		XL	

総輸入販売元:



原田産業株式会社

ラボ・ファーマチーム

販売代理店:

大阪本社
〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目10番2号
Tel:(06) 6244-0974 Fax:(06) 4704-9157

東京支店
〒100-7026 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
JPタワー26階
Tel:(03) 3213-8294 Fax:(03) 3213-8399

メールでのお問い合わせ: pharm@haradacorp.co.jp