

# Klercide™

## WFI 低残留クオート

### PIC/S GMP 対応無菌濾過済みクオート



1L ボトル



5L ボトル

- トリガーノズル部からの空気の逆流・吸入を防ぐ SDS システム※ を採用。  
(1L ボトルのみ)  
SDS システム = SteriShield Delivery System
- 希釈不要の Ready To Use 仕様。
- 低残留のため、  
使用後に水拭きの必要がありません。
- 揮発性がないため、  
壁や床など広いエリアの清掃に最適。

- 低濃度の第四級アンモニウム塩水溶液
- クリティカルエリアにも持ち込み可能なトリプルバッグ梱包
- 高水準の EP 基準 WFI を使用
- 0.2 $\mu$ m フィルターで無菌濾過しラミネーターフローで充填
- 各種証明書添付
- 豊富なバリデーションデータ
- 欧州製薬業界での圧倒的な実績

**ECOLAB®**

商品コード	商品名	サイズ	梱包形態 / カートン
32001-251	Klercide WFI Quat 1L スプレー	1.0L	1.0L x 6 本
32001-252	Klercide WFI Quat 5L バル	5.0L	5.0L x 4 本

輸入販売元：



原田産業株式会社  
ラボ・ファーマチーム

大阪  
〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2

東京  
〒100-7026 東京都千代田区丸の内 2-7-2  
JPタワー26階

Tel : (06)-6244-0974 Fax : (06)-4704-9157 Tel : (03)-3213-8294 Fax : (03)-3213-8399



← 電子カタログは  
こちら

メールでのお問い合わせ  
pharm@haradacorp.co.jp

2024年6月作成